

## Odběr stolice na FOB – pokyn pro pacienty

Vážená paní, vážený pane,

na základě žádosti Vašeho ošetřujícího lékaře Vám bude proveden test na průkaz lidského hemoglobinu ve stolici. Vyšetření napomáhá detekovat patologické změny v dolní části zažívacího traktu.

**Dodržujte níže uvedené zásady, které jsou nutné pro správné provedení testu.**

Obdrželi jste odběrovou nádobku, která obsahuje pufrovaný fyziologický roztok s azidem sodným.

Odběrová zkumavka FOB Gold Tube NG je určena pro kvantitativní stanovení lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Odběrové zkumavky jsou k vyzvednutí na Centrálním příjmu FNB.

Obdržel jste zkumavku na vzorek stolice.



**Zelené šroubovací víčko** s účelově tvarovanou tyčkou určenou pro odběr stolice

### Extrakční roztok

Kapalina uvnitř trubice se nesmí dostat do kontaktu se sliznicemi nebo s očima. Uchovávejte mimo dosah dětí!

### Bílé šroubovací víčko

**NIKDY NESUNDAVEJTE BÍLÉ VÍČKO!** Pokud je těsnění poškozené, vyžádejte si náhradní zkumavku!

*Neprovádějte odběr stolice během menstruace, pokud dochází ke krvácení z konečníku (např. hemoroidy, apod.), nebo pokud je stolice kontaminovaná močí!*

1.



Do záchodové mísy položte toaletní papír



2.



Vyprázdněte se přímo na toaletní papír.

**CL\_P\_004 Odběr stolice na FOB**

Pokyny/číslo : CL\_P\_004  
verze : 01  
strana : 2 z 3

|  |   |
|--|---|
| <p><b>3.</b> Držte zkumavku ve svislé poloze, otevřete zelený uzávěr vybavený sběrnou tyčkou.</p>  |  <p><b>4</b><br/>Vložte tyčku do 4 různých míst a seškrábejte povrch křížovým pohybem. Záhyby tyčky musí být zakryté.</p>  |
| <p><b>5.</b> Stále držte zkumavku ve svislé poloze, vložte uzávěr s hrotem obsahující odebraný vzorek do otvoru ve zkumavce a pevně utáhněte. Znovu neotvírejte.</p> | <p><b>6.</b> Umístěte zkumavku s odebraným vzorkem do igelitového sáčku a uskladněte v ledničce. Vzorek doručte co nejdříve (nejpozději však do 2 dnů) na Centrální příjem NNB.</p>   |

Děkujeme za spolupráci,

Centrální laboratoře  
Fakultní nemocnice Bulovka

**CL\_P\_004 Odběr stolice na FOB**

Pokyny/číslo : CL\_P\_004  
verze : 01  
strana : 3 z 3

**Změnová řízení:**

24.04.2018 - Revize

Popis

Revize dokumentu - beze změny

Datum revize : 24.04.2018 Revidoval: Jana Sedláková  
Datum kontroly : 24.04.2018 Revizi kontroloval: Jana Sedláková  
Datum schválení : 24.04.2018 Revizi schválil: Jana Sedláková  
Datum příští revize: 24.04.2020

---

07.04.2020 - Revize

Popis

Revize dokumentu - beze změny

Datum revize : 07.04.2020 Revidoval: Jana Sedláková  
Datum kontroly : 07.04.2020 Revizi kontroloval: Jana Sedláková  
Datum schválení : 07.04.2020 Revizi schválil: Jana Sedláková  
Datum příští revize: 07.04.2022

---

14.04.2021 - drobná - Změna názvu organizace

Popis

Změna názvu organizace

Datum změny : 14.04.2021 Změnil: Jana Sedláková  
Datum kontroly : 14.04.2021 Změnu kontroloval: Jana Sedláková  
Datum schválení : 14.04.2021 Změnu schválil: Jana Sedláková

---